

TAPPO CON BECCUCCIO LUNGO

Cod. 06.3306.00

Tappo a vite con beccuccio di erogazione lungo in polietilene GL 18 per bottiglie 15801 - 15821



Descrizione

Caratteristiche:

- Vengono utilizzati in combinazione con le bottiglie a collo stretto normalizzato cod. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 ed a collo largo normalizzato cod. 1608 - 1610.
- Sono provvisti di cappuccio di chiusura in Polietilene.
- MATERIALI
- PE

Dati Tecnici

Lunghezza beccuccio (mm)	40
--------------------------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza beccuccio (mm)
06.3303.00	TAPPO CON BECCUCCIO CORTO	16
06.3304.00	TAPPO CON BECCUCCIO CORTO	19
06.3305.00	TAPPO CON BECCUCCIO CORTO	19
06.3306.00	TAPPO CON BECCUCCIO LUNGO	40
06.3307.00	TAPPO CON BECCUCCIO LUNGO	41

06.3308.00

TAPPO CON BECCUCCIO LUNGO

42
