

MBO/100

Cod. 22.4105.27

Mantello riscaldante per palloni modello MBO 100



Descrizione

Mantelli riscaldanti morbidi per palloni da 100 a 1000 ml a sospensione, esente da qualsiasi parte metallica. Particolarmente indicati per il riscaldamento di palloni sospesi in impianti dove non è possibile usare i tradizionali riscaldatori da tavolo. L'interno e l'esterno dei riscaldatori sono costruiti con un tessuto di filo di vetro e coibentati con fibra di vetro. Un comodo legaccio permette di agganciare i riscaldatori al pallone avvolgendolo quasi totalmente. Sono dotati di cavo e spina di collegamento con una lunghezza da 1,5 m ed un regolatore con 3 posizioni di potenza che funziona anche da interruttore.

Dati Tecnici

Capacità pallone (ml)	100
Temperatura massima (° C)	+300
Classe di protezione	-
Dimensioni (LxPxH mm)	-
Peso (kg)	-
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/85

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità pallone (ml)	Classe di protezione	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
--------	----------	-----------------------	----------------------	--------------------------------

22.4105.27	MBO/100	100	-	230/50-60/85
22.4110.27	MBO/250	250	IP 0	230/50-60/160
22.4115.27	MBO/500	500	IP 0	230/50-60/220
22.4120.27	MBO/1	1000	IP 0	230/50-60/330

Accessori/Correlati

23.3395.27	TR-B Termoregolatore bimetallico modello TR-B
23.3400.27	TR-E Termoregolatore elettronico modello TR-E
23.3405.27	TR-HC Termoregolatore digitale HEAD CONTROL elettronico digitale con microprocessore.
