



BOTTIGLIA RETTANGOLARE COLLO LARGO PE

Cod. 06.0610.00

Bottiglia rettangolare collo largo in polietilene ml 100 tappo in polipropilene

Descrizione

Bottiglie graduate rettangolari a collo largo.

Materiale: Polietilene (corpo), Polipropilene (tappo)

Bottiglie rettangolari utili per conservare campioni con il minimo consumo di spazio; le graduazioni permettono di valutare il volume approssimato di contenuto.

Dotate di sottotappo nel quale si possono inserire note riservate per contrassegnare i campioni e di tappo con fori per sigilli di sicurezza.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Graduazione (ml)	20
Dimensioni (LxPxH mm)	42x48x90
Dimensioni bocca (Ø int.)	34,5

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Graduazione (ml)	Dimensioni (mm)	(LxPxH)	Dimensioni bocca (Ø int.)
--------	----------	---------------	------------------	-----------------	---------	---------------------------

06.0608.00	BOTTIGLIA RETTANGOLARE COLLO LARGO PE	25	5	32x34x52	18
06.0609.00	BOTTIGLIA RETTANGOLARE COLLO LARGO PE	50	10	38x38x70	24
06.0610.00	BOTTIGLIA RETTANGOLARE COLLO LARGO PE	100	20	42x48x90	34,5
06.0611.00	BOTTIGLIA RETTANGOLARE COLLO LARGO PE	250	50	57x60x110	34,5
06.0612.00	BOTTIGLIA RETTANGOLARE COLLO LARGO PE	500	100	70x80x138	45
06.0613.00	BOTTIGLIA RETTANGOLARE COLLO LARGO PE	1000	100	80x103x176	58
06.0614.00	BOTTIGLIA RETTANGOLARE COLLO LARGO PE	2000	100	100x134x210	58