

BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE



Cod. 06.1637.04

Bottiglia a spruzzetta collo largo polietilene con tubo integrale blu ml 250

Descrizione

Caratteristiche:

- A bocca larga graduata, che consentono un facile e sicuro riempimento, con tappo colorato per l'identificazione del contenuto.
- Tubo di erogazione stampato integralmente con il tappo in modo da eliminare ogni rischio di perdita d'aria o di liquido attraverso il tappo.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Disponibile nei seguenti colori: neutro , blu , giallo , rosso

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Graduazione (ml)	25
Diametro (mm)	60
Colore	blu

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Graduazione (ml)	Diametro (mm)	Colore
--------	----------	---------------	------------------	---------------	--------

06.1637.00	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	250	25	60	neutro
06.1637.04	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	250	25	60	blu
06.1637.06	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	250	25	60	giallo
06.1637.10	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	250	25	60	rosso
06.1638.00	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	500	100	75	neutro
06.1638.04	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	500	100	75	blu
06.1638.06	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	500	100	75	giallo
06.1638.10	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	500	100	75	rosso