



# BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE

Cod. 06.1637.10

Bottiglia a spruzzetta collo largo polietilene con tubo integrale rosso ml 250

## Descrizione

Caratteristiche:

- A bocca larga graduate, che consentono un facile e sicuro riempimento, con tappo colorato per l'identificazione del contenuto.
- Tubo di erogazione stampato integralmente con il tappo in modo da eliminare ogni rischio di perdita d'aria o di liquido attraverso il tappo.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Disponibile nei seguenti colori: neutro , blu , giallo , rosso

## Dati Tecnici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Capacità (ml)    | 250   |
| Graduazione (ml) | 25    |
| Diametro (mm)    | 60    |
| Colore           | rosso |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                     | Capacità (ml) | Graduazione (ml) | Diametro (mm) | Colore |
|------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| 06.1637.00 | BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE | 250           | 25               | 60            | neutro |

|            |                              |     |     |    |        |
|------------|------------------------------|-----|-----|----|--------|
| 06.1637.04 | BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE | 250 | 25  | 60 | blu    |
| 06.1637.06 | BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE | 250 | 25  | 60 | giallo |
| 06.1637.10 | BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE | 250 | 25  | 60 | rosso  |
| 06.1638.00 | BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE | 500 | 100 | 75 | neutro |
| 06.1638.04 | BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE | 500 | 100 | 75 | blu    |
| 06.1638.06 | BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE | 500 | 100 | 75 | giallo |
| 06.1638.10 | BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE | 500 | 100 | 75 | rosso  |