

# BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE

Cod. 06.1638.00

Bottiglia a spruzzetta collo largo polietilene con tubo integrale neutro ml 500



## Descrizione

Caratteristiche:

- A bocca larga graduate, che consentono un facile e sicuro riempimento, con tappo colorato per l'identificazione del contenuto.
- Tubo di erogazione stampato integralmente con il tappo in modo da eliminare ogni rischio di perdita d'aria o di liquido attraverso il tappo.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Disponibile nei seguenti colori: neutro , blu , giallo , rosso

Disponibile nei seguenti colori (*codice finale*):

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	500
Graduazione (ml)	100
Diametro (mm)	75
Colore	neutro

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Graduazione (ml)	Diametro (mm)	Colore
--------	----------	---------------	------------------	---------------	--------

---

06.1637.00	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	250	25	60	neutro
06.1637.04	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	250	25	60	blu
06.1637.06	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	250	25	60	giallo
06.1637.10	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	250	25	60	rosso
06.1638.00	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	500	100	75	neutro
06.1638.04	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	500	100	75	blu
06.1638.06	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	500	100	75	giallo
06.1638.10	BOTTIGLIA CON TUBO INTEGRALE	500	100	75	rosso

---