

BOTTIGLIONE A COLLO LARGO

Cod. 06.1640.00

Bottiglione collo largo con maniglia 5 litri HPDE



Descrizione

Caratteristiche tecniche:

- Molto robusti, ideali per contenere granuli o polveri, dotati di imboccatura larga per facilitare il riempimento e lo svuotamento.
- Provvisti di sottotappo per assicurare una migliore tenuta.
- Forniti con robusta maniglia per il trasporto.
- Idonei al contatto alimentare.

Dati Tecnici

Capacità (l)	5
Dimensioni (ØxH mm)	170x340
Diametro interno collo (mm)	84

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (l)	Dimensioni (ØxH mm)	Diametro interno collo (mm)
06.1640.00	BOTTIGLIONE A COLLO LARGO	5	170x340	84
06.1642.00	BOTTIGLIONE A COLLO LARGO	10	210x415	98

