

BOTTIGLIONE A COLLO LARGO



Cod. 06.1642.00

Bottiglione collo largo con maniglia 10 litri HPDE

Descrizione

Caratteristiche tecniche:

- Molto robusti, ideali per contenere granuli o polveri, dotati di imboccatura larga per facilitare il riempimento e lo svuotamento.
- Provvisti di sottotappo per assicurare una migliore tenuta.
- Forniti con robusta maniglia per il trasporto.
- Idonei al contatto alimentare.

Dati Tecnici

Capacità (l)	10
Dimensioni (ØxH mm)	210x415
Diametro interno collo (mm)	98

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (l)	Dimensioni (ØxH mm)	Diametro interno collo (mm)
06.1640.00	BOTTIGLIONE A COLLO LARGO	5	170x340	84
06.1642.00	BOTTIGLIONE A COLLO LARGO	10	210x415	98

