

BOTTIGLIONE COLLO STRETTO

Cod. 06.1648.00

Bottiglione collo stretto con maniglia 25 litri HDPE



Descrizione

Caratteristiche:

- Robusti, dotati di pareti consistenti, che sopportano l'uso prolungato.
- Dotati di imboccatura stretta, sono utili per contenere liquidi (non infiammabili), granuli o polveri.
- Forniti di tappo completo di guarnizione, per assicurare una migliore tenuta e dotati di una pratica maniglia (due maniglie per i volumi da 25 litri e 50 litri) per il trasporto.
- Idonei al contatto alimentare

Dati Tecnici

Capacità (l)	25
Dimensioni (ØxH mm)	280X565
Diametro interno collo (mm)	79,5

Varianti

Codice	Prodotto		Capacità (l)	Dimensioni (ØxH mm)	Diametro interno collo (mm)
06.1644.00	BOTTIGLIONE STRETTO	COLLO	5	170X345	52,5
06.1646.00	BOTTIGLIONE STRETTO	COLLO	10	210x425	52,5

06.1648.00	BOTTIGLIONE STRETTO	COLLO	25	280X565	79,5
06.1650.00	BOTTIGLIONE STRETTO	COLLO	50	350X700	79,5