

BOTTIGLIONE CON RUBINETTO

Cod. 06.1662.00

Bottiglione con rubinetto di scarico litri 10



Descrizione

Bottiglioni con rubinetto

Caratteristiche:

- Particolarmente robusti per uso prolungato
- Possono essere utilizzati anche a temperature sotto gli 0°C
- Sono forniti completi di rubinetto di scarico BSPT da 3/4", che si accoppia con una filettatura profonda per assicurare una migliore tenuta. Unico tipo di rubinetto per qualsiasi capacità.
- Idonei al contatto alimentare.
- Si raccomanda di lubrificare la filettatura del rubinetto con qualche goccia di vaselina, per facilitarne l'avvitamento e la tenuta.

Dati Tecnici

Capacità (l)	10
Dimensioni (ØxH mm)	210x425
Diametro interno collo (mm)	52,5

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (l)	Dimensioni (ØxH mm)	Diametro interno collo (mm)
06.1660.00	BOTTIGLIONE RUBINETTO	CON 5	170X345	52,5

06.1662.00	BOTTIGLIONE RUBINETTO	CON	10	210x425	52,5
06.1664.00	BOTTIGLIONE RUBINETTO	CON	25	280X565	79,5
06.1666.00	BOTTIGLIONE RUBINETTO	CON	50	350X700	79,5

Accessori/Correlati

06.0375.00	375 Rubinetto di ricambio con attacco 3/4".
------------	--