

# BOTTIGLIONE CON RUBINETTO

Cod. 06.1664.00

Bottiglione con rubinetto di scarico litri 25



## Descrizione

Caratteristiche:

- Particolarmente robusti per uso prolungato
- Possono essere utilizzati anche a temperature sotto gli 0°C
- Sono forniti completi di rubinetto di scarico BSPT da 3/4", che si accoppia con una filettatura profonda per assicurare una migliore tenuta. Unico tipo di rubinetto per qualsiasi capacità.
- Idonei al contatto alimentare.
- Si raccomanda di lubrificare la filettatura del rubinetto con qualche goccia di vaselina, per facilitarne l'avvitamento e la tenuta.

## Dati Tecnici

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Capacità (l)                | 25      |
| Dimensioni (ØxH mm)         | 280X565 |
| Diametro interno collo (mm) | 79,5    |

## Varianti

| Codice     | Prodotto              | Capacità (l) | Dimensioni (ØxH mm) | Diametro interno collo (mm) |
|------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 06.1660.00 | BOTTIGLIONE RUBINETTO | CON 5        | 170X345             | 52,5                        |
| 06.1662.00 | BOTTIGLIONE RUBINETTO | CON 10       | 210x425             | 52,5                        |

|            |                          |     |    |         |      |
|------------|--------------------------|-----|----|---------|------|
| 06.1664.00 | BOTTIGLIONE<br>RUBINETTO | CON | 25 | 280X565 | 79,5 |
| 06.1666.00 | BOTTIGLIONE<br>RUBINETTO | CON | 50 | 350X700 | 79,5 |

Accessori/Correlati

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 06.0375.00 | 375<br>Rubinetto di ricambio con attacco 3/4". |
|------------|------------------------------------------------|