



CONTENITORE CILINDRICO PER PIPETTE

Cod. 06.0592.00

CONTENITORE CILINDRICO CON COP. PER PIPETTE PP

Descrizione

Contenitore cilindrico per pipette in polipropilene.

Estremamente versatile, particolarmente adatto per conservare le pipette senza pericolo di rompere o scheggiare le punte. Può essere usato per autoclavare le pipette rimuovendo il coperchio in PE.

Il coperchio a pressione protegge le pipette dalla polvere e durante il trasporto; la base tonda saldata assicura un'eccellente stabilità.

Può essere facilmente tagliato per ridurre l'altezza o usato come contenitore per l'ammollo delle pipette da lavare.

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	82 x 426
Altezza interna (mm)	410