

# CILINDRO FORMA ALTA

Cod. 06.1082.00

CILINDRO GRADUATO IN RILIEVO FORMA ALTA 1.000 ML PP



## Descrizione

Cilindri graduati forma alta

Materiale: Polipropilene

Realizzati secondo le Norme ISO 6706 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 2 1977 in polipropilene speciale ad alta trasparenza; sono autoclavabili a +121°C per 20 minuti e resistono a +100°C durante l'uso continuato.

Graduazioni permanenti stampate in rilievo, pareti a trascurabile bagnabilità, completa assenza di menisco, chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti chimici.

Eccellente resistenza chimica; base pentagonale per assicurare un'elevata stabilità.

## Dati Tecnici

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Capacità (ml)       | 1000     |
| Divisione (ml)      | 10       |
| Dimensioni (ØxH mm) | 66 x 439 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto            | Capacità (ml) | Divisione (ml) | Dimensioni (ØxH mm) |
|------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 06.1075.00 | CILINDRO FORMA ALTA | 10            | 0,2            | 13,5 x 140          |
| 06.1077.00 | CILINDRO FORMA ALTA | 25            | 0,5            | 18,5 x 195          |
| 06.1078.00 | CILINDRO FORMA ALTA | 50            | 1              | 25,5 x 199          |
| 06.1079.00 | CILINDRO FORMA ALTA | 100           | 1              | 31 x 249            |
| 06.1080.00 | CILINDRO FORMA ALTA | 250           | 2              | 41,5 x 315          |
| 06.1081.00 | CILINDRO FORMA ALTA | 500           | 5              | 55 x 361            |
| 06.1082.00 | CILINDRO FORMA ALTA | 1000          | 10             | 66 x 439            |
| 06.1094.00 | CILINDRO FORMA ALTA | 2000          | 20             | 84 x 531            |