

CONO IMHOFF

Cod. 06.1055.00

CONO SEDIMENTAZIONE IMHOFF 1.000 ML SAN



Descrizione

Cono Imhoff per sedimentazione realizzato in SAN: materiale perfettamente trasparente, con graduazione permanente stampata in rilievo, svuotabile con facilità poiché dotato di tappo inferiore a vite che ne permette, inoltre, una facile pulizia.

Venduti senza supporto (vedi articolo 06.1056.00).

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Graduati (ml)	2, 10, 40, 100, 1000
Dimensioni (ØxH mm)	125x480