

# BE4/500

Cod. 22.4065.27

Mantello riscaldante 4 posti per palloni modello BE 4/500



## Descrizione

Mantello riscaldante a posti multipli a 4 posti serie BE per palloni da ml 500

La custodia esterna è in acciaio inox 18/8, la termoregolazione per ogni singolo posto avviene tramite dei termostati a diverse temperature, o di lavorare con un solo posto.

Ogni nido è dotato di calotta di sicurezza in acciaio inox estremamente importante, in quanto in caso di rottura di un pallone evita la penetrazione all'interno del liquido. Un ulteriore sforzo è la facilità di intervento per la sostituzione di eventuali gruppi riscaldanti.

Completo di aste in acciaio Ø 10 x 500 mm.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla calotta

## Dati Tecnici

Numero di posti	4
Capacità pallone (ml)	500
Temperatura massima (° C)	+350
Classe di protezione	IP 42
Dimensioni (LxPxH mm)	710x300x120
Peso (kg)	7,2
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/1000

## Varianti

Codice	Prodotto	Numero di posti	Capacità pallone (ml)	Temperatura massima (° C)	Dimensioni (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.4015.27	BE2/250	2	250	+350	360x300x120	4,8	230/50-60/360
22.4020.27	BE2/500	2	500	+350	360x300x120	4,8	230/50-60/500
22.4060.27	BE4/250	4	250	350 °C	710X300X120	7,2	230/50-60/720
22.4065.27	BE4/500	4	500	+350	710x300x120	7,2	230/50-60/1000
22.4280.27	BE6/250	6	250	+350	1060x300x120	9,2	230/50-60/1080
22.4285.27	BE6/500	6	500	+350	1060x300x120	9,2	230-250/60/1500