

CONTENITORI ml 2,5

Cod. 06.0731.00



CONTENITORE CON TAPPO A PRESSIONE 2,5 ML PE

Descrizione

Contenitori con tappo a pressione

Materiale: Polietilene

Contenitore multiuso con tappo unito da laccetto di sicurezza per campioni di qualsiasi tipo. Leggeri ed infrangibili. Possono essere usati come contenitori per pesata.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2,5
Dimensioni (ØxH mm)	14x31,5

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.0730.00	CONTENITORI CON TAPPO POLIETILENE	1	8x32
06.0731.00	CONTENITORI ml 2,5	2,5	14x31,5
06.0737.00	CONTENITORI ml 5	5	15x49

06.0732.00	CONTENITORI ml 8	8	17,2x57,6
06.0733.00	CONTENITORI ml 7	7	22,8x32,9
06.0734.00	CONTENITORI ml 20	20	24,8x74,5
06.0735.00	CONTENITORI ml 35	35	31x74,5
06.0736.00	CONTENITORI ml 25	25	31,3x52,5