

# CONTENITORI ml 8

Cod. 06.0732.00



CONTENITORE CON TAPPO A PRESSIONE 8 ML PE

## Descrizione

Contenitori con tappo a pressione

Materiale: Polietilene

Contenitore multiuso con tappo unito da laccetto di sicurezza per campioni di qualsiasi tipo. Leggeri ed infrangibili. Possono essere usati come contenitori per pesata.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	8
Dimensioni (ØxH mm)	17,2x57,6

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.0730.00	CONTENITORI CON TAPPO POLIETILENE	1	8x32
06.0731.00	CONTENITORI ml 2,5	2,5	14x31,5
06.0737.00	CONTENITORI ml 5	5	15x49

---

06.0732.00	CONTENITORI ml 8	8	17,2x57,6
06.0733.00	CONTENITORI ml 7	7	22,8x32,9
06.0734.00	CONTENITORI ml 20	20	24,8x74,5
06.0735.00	CONTENITORI ml 35	35	31x74,5
06.0736.00	CONTENITORI ml 25	25	31,3x52,5

---