

CONTENITORI ml 7

Cod. 06.0733.00

CONTENITORE CON TAPPO A PRESSIONE 7 ML PE



Descrizione

Contenitori con tappo a pressione

Materiale: Polietilene

Contenitore multiuso con tappo unito da laccetto di sicurezza per campioni di qualsiasi tipo. Leggeri ed infrangibili. Possono essere usati come contenitori per pesata.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	7
Dimensioni (ØxH mm)	22,8x32,9

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.0730.00	CONTENITORI POLIETILENE CON TAPPO	1	8x32
06.0731.00	CONTENITORI ml 2,5	2,5	14x31,5
06.0737.00	CONTENITORI ml 5	5	15x49
06.0732.00	CONTENITORI ml 8	8	17,2x57,6

06.0733.00	CONTENITORI ml 7	7	22,8x32,9
06.0734.00	CONTENITORI ml 20	20	24,8x74,5
06.0735.00	CONTENITORI ml 35	35	31x74,5
06.0736.00	CONTENITORI ml 25	25	31,3x52,5