

CONTENITORI ml 10

Cod. 06.0911.00

CONTENITORE CON TAPPO A VITE 10 ML PE



Descrizione

Contenitori con tappo avite

Materiale: Polietilene

A perfetta tenuta, ideali per contenere mercurio, ecc.

Piccole quantità di campione liquido o solido possono essere prelevate da questi contenitori senza problemi dovuti a ostacoli all'interno.

Sono inoltre molto robusti, con pareti di elevato spessore e con eccellente resistenza chimica.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Dimensioni (Ø esterno x H mm)	21 x 58,4
Diametro interno (mm)	17,6

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø esterno x H mm)	Diametro interno (mm)
--------	----------	---------------	-------------------------------	-----------------------

06.0910.00	CONTENITORI CON TAPPO A VITE POLIETILENE	5	21 x 35,7	17,6
06.0911.00	CONTENITORI ml 10	10	21 x 58,4	17,6
06.0912.00	CONTENITORI ml 30	30	35 x 53	31
06.0913.00	CONTENITORI ml 60	60	35 x 94,2	31
06.0914.00	CONTENITORI ml 90	90	54,5 x 63,4	50
06.0916.00	CONTENITORI ml 180	180	54,5 x 109,6	50