

CONTENITORI ml 60

Cod. 06.1673.00

CONTENITORE PER CAMPIONI CON TAPPO A VITE 60 ML PFA



Descrizione

Contenitori per campioni

Materiale: PFA

Contenitori con tappo a vite (PFA) per la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di campioni.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	60
Dimensioni (ØxH mm)	90x38

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.1672.00	CONTENITORI CON TAPPO A VITE IN PFA	30	54x38
06.1673.00	CONTENITORI ml 60	60	90x38
06.1674.00	CONTENITORI ml 90	90	62x54
06.1675.00	CONTENITORI ml 180	180	112x54

