



CONTENITORI CON TAPPO A PRESSIONE PER EVAPORAZIONE IN PFA

Cod. 06.1677.00

CONTENITORE PER EVAPORAZIONE 25 ML PFA

Descrizione

Contenitori in PFA, per evaporazione.
Muniti di tappo a pressione, in polietilene, per evitare contaminazioni durante la preparazione del campione.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	25
Dimensioni (ØxH mm)	25x50

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.1677.00	CONTENITORI CON TAPPO A PRESSIONE PER EVAPORAZIONE IN PFA	25	25x50
06.1678.00	CONTENITORI ml 50	50	54x50