

# CONTENITORI ml 50

Cod. 06.1678.00

CONTENITORE PER EVAPORAZIONE 50 ML PFA



## Descrizione

Contenitori per evaporazione

Materiale: PFA

Muniti di tappo (PE) a pressione per evitare contaminazioni durante la preparazione del campione.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Dimensioni (ØxH mm)	54x50

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.1677.00	CONTENITORI CON TAPPO A PRESSIONE PER EVAPORAZIONE IN PFA	25	25x50
06.1678.00	CONTENITORI ml 50	50	54x50

