

FRIGOBX POLISTIROLO ANTIURTO

Cod. 06.3705.00

FRIGO BOX 25 LITRI PS



Descrizione

Contenitori frigo realizzati in materiale termoplastico antiurto, con isolamento termico mediante camere isolanti in poliuretano; omologati per alimenti e quindi garantiti completamente atossici.

Dati Tecnici

Capacità (l)	25
Dimensione (LxPxH mm)	230 x 400 x 350

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (l)	Dimensione (LxPxH mm)
06.3705.00	FRIGOBX POLISTIROLO ANTIURTO	25	230 x 400 x 350
06.3706.00	FRIGOBX I 32	32	260 x 430 x 380

Accessori/Correlati

06.0763.99

PIASTRE EUTETTICHE
PIASTRE EUTETTICHE ML 1000 CF 25
