

FRIGOBX I 32

Cod. 06.3706.00

FRIGO BOX 32 LITRI PS



Descrizione

FRIGO BOX

Materiale: Polistirolo Antiurto

Contenitori frigo realizzati in materiale termoplastico antiurto con isolamento termico mediante camere isolanti in poliuretano; omologato per alimenti e quindi garantito completamente atossico.

Dati Tecnici

Capacità (l)	32
Dimensione (LxPxH mm)	260 x 430 x 380

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (l)	Dimensione (LxPxH mm)
06.3705.00	FRIGOBX POLISTIROLO ANTIURTO	25	230 x 400 x 350
06.3706.00	FRIGOBX I 32	32	260 x 430 x 380

Accessori/Correlati

06.0763.99

PIASTRE EUTETTICHE
PIASTRE EUTETTICHE ML 1000 CF 25
