

IMBUTI Ø 46mm

Cod. 06.0147.00

IMBUTO PER ANALISI Ø 50 MM PP



Descrizione

Imbuti per analisi a gambo corto

Materiale: Polipropilene

Studiati per tutti i normali impieghi di laboratorio.

Corpo con pareti inclinate a 60° munito di scanalature, con dimensioni corrispondenti ai vari tipi di filtri sia normali che a pieghe.

Sopportano temperature fino a +120°C e possono essere sterilizzati in autoclave.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø mm)	46
Capacità (ml)	20
Dimensioni gambo (ØxL mm)	5 x 43

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø mm)	Capacità (ml)	Dimensioni gambo (ØxL mm)
--------	----------	-------------------	---------------	---------------------------

06.0145.00	IMBUTI PER ANALISI IN POLIPROPILENE	27	3,5	4 x 37
06.0146.00	IMBUTI Ø 37mm	37	10	5 x 37
06.0147.00	IMBUTI Ø 46mm	46	20	5 x 43
06.0148.00	IMBUTI Ø 66mm	66	50	10 x 62
06.0150.00	IMBUTI Ø 81mm	81	100	11 x 70
06.0152.00	IMBUTI Ø 100mm	100	200	11 x 82
06.0153.00	IMBUTI Ø 120mm	120	350	11 x 86
06.0155.00	IMBUTI Ø 150mm	150	700	14 x 115
06.0156.00	IMBUTI Ø 183mm	183	1250	14 x 140
