

# MF/1000

Cod. 22.4260.27

Mantello riscaldante con agitazione per palloni modello MF 1000



## Descrizione

Mantello riscaldante con agitazione serie MF per palloni da litri 1 ideale per riscaldare e agitare il liquido contenuto nel pallone, contemporaneamente o separatamente.

Costruito secondo le normative di sicurezza europee, con struttura di forma cilindrica in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida; la resistenza inserita in un blocco unico di fibra di ceramica e ricoperta da una calotta di alluminio, rivestita con tessuto in fibra di vetro assicura un ottimo isolamento anche in caso di rottura accidentale del pallone.

Completano lo strumento un interruttore generale ON/OFF con luce verde, un termoregolatore con scala numerata per impostare e per il controllo della temperatura con spia luminosa gialla, e un variatore elettronico per impostare i giri Rpm su scala numerata con spia a luce verde segnala che l'agitazione sta operando.

Inoltre sulla parte posteriore dello strumento viene montato un morsetto con vite per il fissaggio dell'asta di sostegno.

## Dati Tecnici

Capacità pallone (ml)	1000
Temperatura massima (° C)	+350
Velocità (rpm)	100÷2500
Classe di protezione	IP 32
Dimensioni (ØxH mm)	245X210
Peso (kg)	3,7
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/450

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità pallone (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.4245.27	MF/100	100	185x175	2,6	230/50-60/130
22.4250.27	MF/250	250	205x190	2,8	230/50-60/180
22.4255.27	MF/500	500	245X210	3,3	230/50-60/250
22.4260.27	MF/1000	1000	245X210	3,7	230/50-60/450
22.4265.27	MF/2000	2000	310X230	6,6	230/50-60/600