

IMBUTI 240 ml

Cod. 06.0445.00



IMBUTO BÜCHNER Ø 240 MM PP

Descrizione

Imbuti BUCHNER

Materiale: Polipropilene

Robusti, leggeri, stampati in due pezzi. Possono essere facilmente separati per la pulizia.

Infrangibili e resistenti alla corrosione e al calore (120°C); autoclavabili e con ottima resistenza chimica.

Dati Tecnici

Dimensione filtro (Ø mm)	240
Capacità (ml)	6000
Lunghezza gambo (mm)	143

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensione filtro (Ø mm)	Capacità (ml)	Lunghezza gambo (mm)
06.0437.00	IMBUTI BUCHNER	42,5	40	47
06.0438.00	IMBUTI 55 ml	55	70	57

06.0439.00	IMBUTI 70 ml	70	180	57
06.0441.00	IMBUTI 90 ml	90	390	68
06.0442.00	IMBUTI 110 ml	110	810	92
06.0443.00	IMBUTI 160 ml	160	2100	105
06.0445.00	IMBUTI 240 ml	240	6000	143
06.0440.00	IMBUTI 80 ml	80	285	65