

IMBUTO SEPARATORE IN PMP (TPX®)

Cod. 06.0978.00

VASSOIO A 5 SCOMPARTI PVC



Descrizione

Imbuto separatore in PMP (TPX®), trasparente e con graduazione in rilievo. Sterilizzabile in autoclave.

Ha un'eccellente resistenza chimica. È dotato di coperchio filettato con collo normalizzato NS 29/32 per tappo conico standard.

È facilmente smontabile per la pulizia ed è dotato di rubinetto in PMP con spillo e connettori in Nylon.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	500
Graduazione (ml)	2, 5, 25