



MATRACCI CONICI DI ERLENMEYER (BEUTE) POLIPROPILENE

Cod. 06.1460.00

BEUTA CONICA ERLENMEYER GRADUATA IN RILIEVO 50 ML PP

Descrizione

Matracchi conici di Erlenmeyer (beute) in polipropilene.
Per usi generali di laboratorio, autoclavabili. La dimensione del collo è standardizzata.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Cono (NS)	14/23

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)
06.1460.00	MATRACCI CONICI DI ERLENMEYER (BEUTE) POLIPROPILENE	50	14/23
06.1461.00	MATRACCI ml 125	125	14/23
06.1462.00	MATRACCI ml 250	250	19/26
06.1463.00	MATRACCI ml 500	500	24/29
06.1464.00	MATRACCI ml 1000	1000	29/32

06.1465.00	MATRACCI ml 2000	2000	34/35
------------	------------------	------	-------