

MATRACCI ml 250

Cod. 06.1462.00



BEUTA CONICA ERLLENMEYER GRADUATA IN RILIEVO 250 ML PP

Descrizione

Matracchi conici di Erlenmeyer

Materiale: Polipropilene

Per usi generali di laboratorio, autoclavabili. La dimensione del collo è standardizzata.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Cono (NS)	19/26

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)
06.1460.00	MATRACCI CONICI DI ERLLENMEYER (BEUTE) POLIPROPILENE	50	14/23
06.1461.00	MATRACCI ml 125	125	14/23
06.1462.00	MATRACCI ml 250	250	19/26
06.1463.00	MATRACCI ml 500	500	24/29
06.1464.00	MATRACCI ml 1000	1000	29/32

06.1465.00	MATRACCI ml 2000	2000	34/35
------------	------------------	------	-------