

MATRACCI ml 1000

Cod. 06.1464.00



BEUTA CONICA ERLLENMEYER GRADUATA IN RILIEVO 1.000 ML PP

Descrizione

Matracci conici di Erlenmeyer

Materiale: Polipropilene

Per usi generali di laboratorio, autoclavabili. La dimensione del collo è standardizzata.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Cono (NS)	29/32

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)
06.1460.00	MATRACCI CONICI DI ERLLENMEYER (BEUTE) POLIPROPILENE	50	14/23
06.1461.00	MATRACCI ml 125	125	14/23
06.1462.00	MATRACCI ml 250	250	19/26
06.1463.00	MATRACCI ml 500	500	24/29
06.1464.00	MATRACCI ml 1000	1000	29/32

06.1465.00

MATRACCI ml 2000

2000

34/35
