



MATRACCI TARATI CON TAPPO A VITE POLIPROPILENE

Cod. 06.1430.00

MATRACCIO TARATO CON TAPPO A VITE 25 ML PP

Descrizione

Matracci tarati con tappo a vite, realizzati in polipropilene.

Matracci tarati, sono del tutto privi di menisco e quindi permettono una facile lettura; tarati con metodo gravimetrico a +20° C in Classe B, stampati in un solo pezzo in polipropilene particolarmente trasparente specialmente a contatto con i liquidi.

Geometria a collo stretto che assicura un'ottima precisione di lettura.

Autoclavabili e chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti.

Forniti completi di tappo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	25
Filettatura (GL)	18
Dimensioni (ØxH mm)	36 x 121

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Filettatura (GL)	Dimensioni (ØxH mm)
--------	----------	---------------	------------------	---------------------

06.1430.00	MATRACCI TARATI CON TAPPO A VITE POLIPROPILENE	25	18	36 x 121
06.1431.00	MATRACCI ml 50	50	18	46 x 143
06.1432.00	MATRACCI ml 100	100	18	58 x 174
06.1433.00	MATRACCI ml 250	250	25	82 x 225
06.1434.00	MATRACCI ml 500	500	25	100 x 265
06.1435.00	MATRACCI ml 1000	1000	25	120 x 325