

# MATRACCI ml 100

Cod. 06.1432.00



MATRACCIO TARATO CON TAPPO A VITE 100 ML PP

## Descrizione

Matracci tarati con tappo a vite

Materiale: Polipropilene

Matracci tarati, sono del tutto privi di menisco e quindi permettono una facile lettura; tarati con metodo gravimetrico a +20°C in Classe B, stampati in un sol pezzo in polipropilene particolarmente trasparente specialmente a contatto con i liquidi.

Geometria a collo stretto che assicura un'ottima precisione di lettura.

Autoclavabili e chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti.

Forniti completi di tappo.

## Dati Tecnici

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Capacità (ml)       | 100      |
| Filettatura (GL)    | 18       |
| Dimensioni (ØxH mm) | 58 x 174 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                                             | Capacità (ml) | Filettatura (GL) | Dimensioni (ØxH mm) |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 06.1430.00 | MATRACCI TARATI CON<br>TAPPO A VITE<br>POLIPROPILENE | 25            | 18               | 36 x 121            |
| 06.1431.00 | MATRACCI ml 50                                       | 50            | 18               | 46 x 143            |
| 06.1432.00 | MATRACCI ml 100                                      | 100           | 18               | 58 x 174            |
| 06.1433.00 | MATRACCI ml 250                                      | 250           | 25               | 82 x 225            |
| 06.1434.00 | MATRACCI ml 500                                      | 500           | 25               | 100 x 265           |
| 06.1435.00 | MATRACCI ml 1000                                     | 1000          | 25               | 120 x 325           |