

# MATRACCI ml 250

Cod. 06.1433.00

MATRACCIO TARATO CON TAPPO A VITE 250 ML PP



## Descrizione

Matracci tarati con tappo a vite

Materiale: Polipropilene

Matracci tarati, sono del tutto privi di menisco e quindi permettono una facile lettura; tarati con metodo gravimetrico a +20°C in Classe B, stampati in un sol pezzo in polipropilene particolarmente trasparente specialmente a contatto con i liquidi.

Geometria a collo stretto che assicura un'ottima precisione di lettura.

Autoclavabili e chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti.

Forniti completi di tappo.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Filettatura (GL)	25
Dimensioni (ØxH mm)	82 x 225

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Capacità (ml)</b>	<b>Filettatura (GL)</b>	<b>Dimensioni (ØxH mm)</b>
06.1430.00	MATRACCI TARATI CON TAPPO A VITE POLIPROPILENE	25	18	36 x 121
06.1431.00	MATRACCI ml 50	50	18	46 x 143
06.1432.00	MATRACCI ml 100	100	18	58 x 174
06.1433.00	MATRACCI ml 250	250	25	82 x 225
06.1434.00	MATRACCI ml 500	500	25	100 x 265
06.1435.00	MATRACCI ml 1000	1000	25	120 x 325