

MATRACCI TARATI CON TAPPO A VITE PMP (TPX®)

Cod. 06.2490.00

MATRACCIO TARATO CON TAPPO A VITE 50 ML TPX®



Descrizione

Matracci tarati con tappo a vite, realizzati in PMP (TPX®).

Perfettamente trasparenti, sono del tutto privi di menisco e quindi permettono una facile lettura; sono tarati con metodo gravimetrico a +20° C in Classe B, e stampati in un solo pezzo con pareti spesse per evitare distorsioni.

Il collo particolarmente stretto assicura un'ottima precisione di lettura.

Autoclavabili e chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti.

Forniti completi di tappo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Filettatura (GL)	18
Dimensioni (ØxH mm)	46 x 143

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Filettatura (GL)	Dimensioni (ØxH mm)
--------	----------	---------------	------------------	---------------------

06.2490.00	MATRACCI TARATI CON TAPPO A VITE PMP (TPX®)	50	18	46 x 143
06.2491.00	MATRACCI ml 100	100	18	58 x 174
06.2492.00	MATRACCI ml 250	250	25	82 x 225
06.2493.00	MATRACCI ml 500	500	25	100 x 265
06.2494.00	MATRACCI ml 1000	1000	25	120 x 325
