

MATRACCI TARATI TAPPO A VITE PFA

Cod. 06.1696.00

MATRACCIO TARATO CON TAPPO IN PTFE 50 ML PFA/PTFE



Descrizione

Matracci tarati, in PFA: resina fluorurata trasparente con elevata resistenza termica da -250 a +270° C.

Dotati di tappo normalizzato in PTFE.

Tarati individualmente secondo le norme DIN 12664, classe "B".

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Filettatura (GL)	18
Altezza (mm)	150

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Filettatura (GL)	Altezza (mm)
06.1696.00	MATRACCI TARATI TAPPO A VITE PFA	50	18	150
06.1697.00	MATRACCI ml 100	100	18	180
06.1698.00	MATRACCI ml 250	250	25	235

06.1699.00	MATRACCI ml 500	500	25	270
------------	-----------------	-----	----	-----