

MATRACCI ml 500

Cod. 06.1699.00



MATRACCIO TARATO CON TAPPO IN PTFE 500 ML PFA/PTFE

Descrizione

Matracci tarati

Materiale: PFA

Matracci tarati in resina fluorurata trasparente con elevata resistenza termica da -250°C a +270°C.

Con tappo normalizzato in PTFE.

Tarati individualmente secondo le norme DIN 12664, classe "B".

Dati Tecnici

Capacità (ml)	500
Filettatura (GL)	25
Altezza (mm)	270

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Filettatura (GL)	Altezza (mm)
--------	----------	---------------	------------------	--------------

06.1696.00	MATRACCITARATI TAPPO A VITE PFA	50	18	150
06.1697.00	MATRACCI ml 100	100	18	180
06.1698.00	MATRACCI ml 250	250	25	235
06.1699.00	MATRACCI ml 500	500	25	270