

MATRACCI TARATI CON TAPPO NORMALIZZATO IN PP

Cod. 06.1484.00

MATRACCIO TARATO CON TAPPO 25 ML PP



Descrizione

Matracci tarati in polipropilene, senza menisco che rende molto facile la lettura: tarati con metodo gravimetrico

a +20° C in Classe B, stampati in un solo pezzo in polipropilene particolarmente trasparente specialmente a contatto con i liquidi.

Geometria a collo stretto che assicura un'ottima precisione di lettura.

Autoclavabili e chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti.

Forniti completi di tappo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	25
Cono (NS)	12/21
Dimensioni (ØxH mm)	36 x 121

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)	Dimensioni (ØxH mm)
--------	----------	---------------	-----------	---------------------

06.1484.00	MATRACCI TARATI CON TAPPO NORMALIZZATO IN PP	25	12/21	36 x 121
06.1485.00	in polipropilene	50	14/23	46 x 143
06.1486.00	in polipropilene	100	14/23	58 x 174
06.1487.00	in polipropilene	250	19/26	82 x 225
06.1488.00	in polipropilene	500	19/26	100 x 265
06.1489.00	in polipropilene	1000	19/26	120 x 325