



MATRACCI TARATI CON TAPPO NORMALIZZATO IN PMP (TPX®)

Cod. 06.2485.00

MATRACCIO TARATO CON TAPPO 50 ML TPX®

Descrizione

Matracci in PMP (TPX®), tarati con tappo.

Perfettamente trasparenti, sono del tutto privi di menisco e quindi permettono una facile lettura; sono tarati con metodo gravimetrico a +20° C in Classe B, e stampati in un solo pezzo con pareti spesse per evitare distorsioni.

Il collo particolarmente stretto assicura un'ottima precisione di lettura.

Autoclavabili e chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti.

Forniti completi di tappo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Cono (NS)	14/23
Dimensioni (ØxH mm)	46 x 143

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)	Dimensioni (ØxH mm)
--------	----------	---------------	-----------	---------------------

06.2485.00	MATRACCI TARATI CON TAPPO NORMALIZZATO IN PMP (TPX®)	50	14/23	46 x 143
06.2486.00	in PMP (TPX®)	100	14/23	58 x 174
06.2487.00	in PMP (TPX®)	250	19/26	82 x 225
06.2488.00	in PMP (TPX®)	500	19/26	100 x 265
06.2489.00	in PMP (TPX®)	1000	19/26	120 x 325