



## POMPE MANUALI PER VUOTO MITYVAC

Cod. 06.1398.00

POMPA PER VUOTO SENZA VACUOMETRO PS

## **Descrizione**

Pompe manuali per vuoto MITYVAC. Costruite in polistirolo antiurto, leggere, portatili e disponibili con o senza vacuometro.

È possibile ottenere un vuoto fino a 625 mm di Hg.

La quantità aspirata per ogni corsa del pistone è di 15 cc.

Dotate di valvola per ripristino della pressione atmosferica senza staccare le connessioni.

In grado di produrre una pressione positiva per il trasferimento di liquidi.

Attacco standard per tubi con diametro interno di 1/4.

## **Dati Tecnici**

Modello Senza vacuometro

## Varianti

Codice	Prodotto	Modello
06.1398.00	POMPE MANUALI PER VUOTO MITYVAC	Senza vacuometro
06.1399.00	POMPE MANUALI CON VACUOMETRO	Con vacuometro

