

POMPE MANUALI CON VACUOMETRO

Cod. 06.1399.00

POMPA PER VUOTO CON VACUOMETRO PS



Descrizione

Pompa manuale per vuoto MITYVAC

Materiale: Polistirolo antiurto

Pompa manuale per vuoto completa di vacuometro leggera, portatile. È possibile ottenere un vuoto fino a 625 mm di Hg.

La quantità aspirata per ogni corsa del pistone è di 15 cc.

Dotata di valvola per ripristino della pressione atmosferica senza staccare le connessioni.

In grado di produrre una pressione positiva per il trasferimento di liquidi.

Attacco standard per tubi con diametro interno di 1/4.

Dati Tecnici

Modello

Con vacuometro

Varianti

Codice	Prodotto	Modello
06.1398.00	POMPE MANUALI PER VUOTO MITYVAC	Senza vacuometro
06.1399.00	POMPE MANUALI CON VACUOMETRO	Con vacuometro

