

# POMPA DISPENSATRICE

Cod. 06.2004.00

POMPA TRAVASO ACIDI MR 60PPN PP



## Descrizione

Pompa dispensatrice per liquidi viscosi, realizzata in polipropilene. Può travasare liquidi molto viscosi (pari a olio SAE 90).

Comando a leva che permette l'erogazione di 22÷23 litri al minuto. Mandata di circa 300 ml per corsa del pistone.

Beccuccio di erogazione orientabile su 360°.

## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	MR60
<b>Capacità (ml)</b>	300