



## PORTAPIPETTE VERTICALE

Cod. 06.0265.00

PORTAPIPETTE CIRCOLARE A 18 POSTI PP

## **Descrizione**

Portapipette verticale in polipropilene.

Può portare fino a 18 pipette con diametro non superiore a 10 mm più 10 pipette con diametro non superiore a 15 mm.

La base è provvista di piccoli fori di drenaggio. Viene fornito di ghiera di fissaggio che permette di regolarne l'altezza sull'asta di supporto.

Può essere accoppiato con aste del diametro da 8 a 14 mm. Da accoppiare con la base di supporto (accessorio, cod. 06.0262.00).

## **Dati Tecnici**

Numero posti 18 + 10

## Accessori/Correlati

**06.0262.00** BASE

Base circolare con asta in PVC per portaprovette verticale.