

VASSOI PER PROVETTE

Cod. 06.1177.00

VASSOIO PER 119 PROVETTE Ø 14,5 MM PS



Descrizione

Vassoi per provette

Materiale: Polistirene espanso

Sono utili per alloggiare differenti tipi di contenitori e provette.

Dati Tecnici

Numero posti	119
Diametro fori (mm)	14,5
Profondità fori (mm)	18
Dimensione (LxPxH mm)	220 x 220 x 32

Varianti

Codice	Prodotto	Numero posti	Diametro fori (mm)	Profondità fori (mm)	Dimensione (LxPxH mm)
--------	----------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------------

06.1175.00	VASSOI PROVETTE POLISTIROLO ESPANSO	PER	250	8,5	15	220x220x32
06.1177.00	VASSOI PROVETTE	PER	119	14,5	18	220 x 220 x 32