

VASSOI PER PROVETTE

Cod. 06.1177.00

VASSOIO PER 119 PROVETTE Ø 14,5 MM PS



Descrizione

Vassoi per provette

Materiale: Polistirene espanso

Sono utili per alloggiare differenti tipi di contenitori e provette.

Dati Tecnici

Numero posti	119
Diametro fori (mm)	14,5
Profondità fori (mm)	18
Dimensione (LxPxH mm)	220 x 220 x 32

Varianti

Codice	Prodotto	Numero posti	Diametro fori (mm)	Profondità fori (mm)	Dimensione	(LxPxH
					mm)	



06.1175.00	VASSOI PROVETTE POLISTIROLO ESPANSO	PER	250	8,5	15	220x220x32
06.1177.00	VASSOI PROVETTE	PER	119	14,5	18	220 x 220 x 32