

SUPPORTO PER MICROTUBI

Cod. 06.0296.00

SUPPORTO A 20 POSTI PER MICROPROVETTE PP



Descrizione

Supporto per microprovette, in polipropilene, dal design originale.

Può alloggiare 20 microprovette, disposte su due livelli, con cavità numerate.

Utilizzando il dispositivo "295" (accessorio) si possono collegare più portaprovette tra loro.

Ottimo nella preparazione di campioni.

Autoclavabile.

Dati Tecnici

| | |
|-----------------------|---------------|
| Numero posti | 20 |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 90 x 210 x 49 |

Accessori/Correlati

| | |
|------------|---|
| 06.0295.00 | 295 CONFEZIONE DI 6 CLIP (PER COD. 296) PP |
|------------|---|

