



PORTAPROVETTE UNIVERSALI A 3 PIANI POLIPROPILENE

Cod. 06.0564.03

PORTAPROVETTE a 90 POSTI ø13 BIANCO PP

Descrizione

Portaprovette universali a 3 piani in polipropilene.

Supporti di grande capacità, autoclavabili fino a 121° C per 20 minuti.

Possono essere usati a secco o in bagnomaria senza pericolo di galleggiamento; la loro geometria e design non crea ostacoli alla circolazione del liquido in modo da assicurare la stessa temperatura per tutte le provette.

Possono essere usati in freezer senza deformarsi o infragilire. Non arrugginiscono o deformano.

Il piano superiore è dotato di una griglia alfanumerica stampata in rilievo che permette una facile e immediata identificazione dei campioni.

Da vuoti possono essere impilati per motivi di ordine e spazio.

A richiesta sono disponibili anche in colore blu, giallo o rosso: i colori permettono una codifica a prova di errore dei batch di campioni che vengono inviati al laboratorio.

Dati Tecnici

Numero posti	90
Dimensioni fori (Ø mm)	13
Dimensione (LxPxH mm)	105 x 246 x 64
Colore	bianco

Varianti

Codice	Prodotto	Numero posti	Dimensioni fori (Ø mm)	Dimensione (LxPxH mm)
06.0564.03	PORTAPROVETTE UNIVERSALI A 3 PIANI POLIPROPILENE	90	13	105 x 246 x 64
06.0565.03	PORTAPROVETTE UNIVERSALI	60	16	105 x 246 x 72
06.0566.03	PORTAPROVETTE UNIVERSALI	40	20	105 x 246 x 72
06.0567.03	PORTAPROVETTE UNIVERSALI	40	25	125 x 295 x 85
06.0568.03	PORTAPROVETTE UNIVERSALI	24	30	112 x 300 x 85