

PORTAPROVETTE UNIVERSALI

Cod. 06.0565.03

PORTAPROVETTE a 60 POSTI ø16 BIANCO PP



Descrizione

Portaprovette universali

Materiale: Polipropilene

Supporti di grande capacità, autoclavabili fino a +121°C per 20 minuti.

Possono essere usati a secco o in bagnomaria senza pericolo di galleggiamento; la loro geometria e design non crea ostacoli alla circolazione del liquido in modo da assicurare la stessa temperatura per tutte le provette.

Possono essere usati in freezer senza deformarsi o infragilire. Non arrugginiscono o deformano.

Il piano superiore è dotato di una griglia alfanumerica stampata in rilievo che permette una facile e immediata identificazione dei campioni.

I colori permettono inoltre una codifica a prova di errore dei batch di campioni che vengono inviati al laboratorio.

Da vuoti possono essere impilati per motivi di ordine e spazio.

Dati Tecnici

Numero posti	60
Dimensioni fori (Ø mm)	16
Dimensione (LxPxH mm)	105 x 246 x 72
Colore	bianco

Varianti

Codice	Prodotto	Numero posti	Dimensioni fori (Ø mm)	Dimensione (LxPxH mm)
06.0564.03	PORTAPROVETTE UNIVERSALI A 3 PIANI POLIPROPILENE	90	13	105 x 246 x 64
06.0565.03	PORTAPROVETTE UNIVERSALI	60	16	105 x 246 x 72
06.0566.03	PORTAPROVETTE UNIVERSALI	40	20	105 x 246 x 72
06.0567.03	PORTAPROVETTE UNIVERSALI	40	25	125 x 295 x 85
06.0568.03	PORTAPROVETTE UNIVERSALI	24	30	112 x 300 x 85