


PORTAPROVETTE

Cod. 06.0576.00

PORTAPROVETTE IN ABS FORMA A S posti 50 fori (Ø mm) 13 colore giallo



Descrizione

Portaprovette termoresistenti fino a 90 °C. Fornibili nei colori bianco, giallo, verde, rosa, blu.

Dati Tecnici

Numero posti	50
Dimensioni fori (Ø mm)	13
Colore	giallo
Dimensione (LxPxH mm)	180x94x50

Varianti

Codice	Prodotto	Numero posti	Dimensioni fori (Ø mm)	Colore	Dimensione (LxPxH mm)
06.0470.00	PORTAPROVETTE IN ABS FORMA A S	32	21	bianco	225x114x60
06.0471.00	PORTAPROVETTE	32	21	giallo	225x114x60
06.0472.00	PORTAPROVETTE	32	21	verde	225x114x60
06.0473.00	PORTAPROVETTE	32	21	rosa	225x114x60
06.0474.00	PORTAPROVETTE	32	21	blu	225x114x60

06.0475.00	PORTAPROVETTE	50	17	bianco	225x114x60
06.0476.00	PORTAPROVETTE	50	17	giallo	225x114x60
06.0477.00	PORTAPROVETTE	50	17	verde	225x114x60
06.0478.00	PORTAPROVETTE	50	17	rosa	225x114x60
06.0479.00	PORTAPROVETTE	50	17	blu	225x114x60
06.0575.00	PORTAPROVETTE	50	13	bianco	180x94x50
06.0576.00	PORTAPROVETTE	50	13	giallo	180x94x50
06.0577.00	PORTAPROVETTE	50	13	verde	180x94x50
06.0578.00	PORTAPROVETTE	50	13	rosa	180x94x50
06.0579.00	PORTAPROVETTE	50	13	blu	180x94x50