

PROVETTE CONICHE

Cod. 06.0301.00

PROVETTA CONICA 15 ML Ø18X120 MM PP



Descrizione

Provette coniche in polipropilene.

Sterilizzabili in autoclave fino a 120 °C.

Con o senza graduazione.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	18x120
Capacità (ml)	15
Graduazione	No
Confezione (pezzi)	500

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)	Graduazione	Confezione (pezzi)
06.0300.00	PROVETTE CONICHE	10	16x108	No	500
06.0301.00	PROVETTE CONICHE	18x120	15	No	500
06.2300.00	PROVETTE CONICHE	16x107	10	Sì, div. 0,1	100
06.2302.00	PROVETTE CONICHE	18x118	15	Sì, div. 0,2	100

